

《 COMMODITY DESCRIPTION 》

카탈로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
B04-01-240	CTB80	Cold Trap Bath	set	1

A. Feature

1. 진공라인에서 발생하는 증기 및 유해성 물질 응축용
2. 온도 조절 가능
3. 설치가 용이한 2개의 Glass Trap 사용(기본 포함)
4. 콤팩트 저소음형 동결 트랩
5. 착탈식 전면 커버 구조, 냉동기 유지 관리 용이, 효율 증대
6. Bath 내부 용액을 편리하게 배출시킬 수 있는 Drain 장착
7. Graphic LCD Display, 간편하고 직관적인 Controller 조작
8. 온도 Calibration 기능
9. 2가지 타입의 타이머 (구동과 동시에 시작 & 목표 온도 도달 후 시작)
10. Automatical Fault Sensing System 기기 스스로 이상 상황을 감시 (특허)

B. Specifications

Model		CTB80
Capacity		4.2 L
Controller	Control	Digital Control
	Resolution	0.1 °C
	Timer	Run Start / Wait Start (99 hr 59 min)
Temperature	Range	Down to -70 °C
	Accuracy	±0.3 °C
	Uniformity	±2.53 °C
Dimension	Interior	Ø210×h220 mm
	External	w450 × d640 × h750 mm
Cooling	Compressor	1/2 hp x 2ea
Material	Interior	Stainless Steel 304
	External	Powder Coated Steel
	Cover	PMMA
	Gasket	Silicon Rubber
Electric Supply	Power	1 Phase, 220 VAC, 60 Hz
	Max Consumption	750 W (3.4 A)
	Power Line	Standard Plug
Other	Drain	1/4" Hose Nipple Male
	Caster	Leveling Caster (10 mm)

C. Accessory

1. B04-01-A30 / GCT01 / Glass Trap (2ea 기본 포함)
2. B04-01-A40 / GCT02 / Spare Rubber Gasket (옵션)
3. B04-01-A50 / GCT03 / Viton Gasket (옵션)

D. Remark

1. 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
2. PL Insurance (제조물배상책임보험)
3. Validation Service (IQ, OQ, PQ)
4. CE Mark
5. KC Mark



(주)엘케이랩코리아

TEL : 031-573-4952

FAX : 031-571-4958

E-mail :
info@lklab.com