

## 《 COMMODITY DESCRIPTION 》

카탈로그 번호	품목번호	품목 및 규격	단위	수량
Cat. No	Item No	Description	Unit	Quantity
B04-02-250	LB-WM651	Multi Chamber Water Bath	set	1

### A. Feature

1. Bath 3개를 한 기기에 구성. 공간 효율 증대
2. 각각의 Bath는 별도로 제어 가능
3. 0.01℃ 온도 표시
4. Seamless Stainless Steel Bath를 사용
5. PC Cover를 사용하여 편리하게 내부를 관찰할 수 있음 (Option / LB-WD631제외)
6. Bath 내부 용액을 편리하게 배출 시킬 수 있는 Drain 장착
7. Graphic LCD Display, 간편하고 직관적인 Controller 조작
8. Auto-Tuning 기능 및 온도 Calibration 기능 내장
9. 2가지 타입의 타이머 (구동과 동시에 시작 & 목표 온도 도달 후 시작)
10. Automatical Fault Sensing System 기기 스스로 이상 상황을 감시 (특허)
11. 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로
12. 누전 차단기 적용
13. 요청시 통신 포트와 외부센서 포트 추가 가능

### B. Specifications

Model		LB-WM651
Capacity		11 L x 3 Bath
Controller	Control	PID Control, Auto-tuning
	Display	GLCD (Graphic LCD)
	Resolution	0.01 °C
	Timer	Run Start / Wait Start (99 hr 59 min)
Temperature	Range	Ambient +5 to +100 °C
	Accuracy	±0.3 °C (at 50 °C)
	Uniformity	±1.42 °C (at 50 °C)
Dimension	Interior	(w240 × d300 × h150 mm) x 3ea
	External	w960 × d470 × h385 mm
	Packing Dimension	w1110 x d560 x h435
Weight	Weight	30.6 kg
	Packing Weight	31.6 kg
Material	Interior	Stainless Steel 304
	External	Powder Coated Steel
Electric	Power	1 Phase, 220 VAC, 50/60 Hz


Supply	Max Consumption	3 kW (13.7 A)
	Heater	1 kW x 3ea
	Power Line	Standard Plug
Other	Drain	1/4" Hose Nipple Male
Safety		Over Temp. & Current Protection, Automatical Fault Sensing System

**C. Accessory**

1. B04-91-153 / LB-WDPL11 / Optional PC cover (옵션)

**D. Remark**

1. 사용자의 지정장소에 설치 후 1년 동안 무상보증.
2. PL Insurance (제조물배상책임보험)
3. Validation Service (IQ, OQ, PQ)

	(주)엘케이랩코리아	TEL : 031-573-4952 FAX : 031-571-4958	E-mail : info@lklab.com
--	------------	--	----------------------------